

GOBELET DE SECHAGE ET CAPSULE DESHYDRATANTE




Vos aides auditives subissent au quotidien des agressions dues à la transpiration, l'humidité ambiante.... Les composants électroniques risquent de s'oxyder. L'utilisation d'une capsule déshydratante et d'un gobelet de séchage est essentielle.

	<u>Tous les soirs :</u> → Retirer vos aides auditives. → Ouvrir le compartiment des piles. → Placer les aides auditives dans le gobelet. → Remettre le couvercle du gobelet.
	Laisser agir la capsule toute la nuit.

Source : entretien appareil audioline.

La capsule absorbe l'humidité et au cours du temps change de couleur.



Pour une meilleure efficacité nous vous conseillons de changer la capsule tous les 6 mois.